


Anticuerpo Policlonal De Conejo Actc1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P68032

Número de artículo: CM0026770



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo ACTC1 de alta calidad validado para Western blot, IHC-P y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. El objetivo es la alfa-actina cardíaca, una proteína citoesquelética clave. Ideal para la investigación del músculo cardíaco.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo ACTC1
Observaciones/Alias	ACTC; ASD5; CMD1R; CMH11; LVNC4; ACTC1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	70
GeneID	70
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de ACTC1 humano (NP_005150.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P68032
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo