

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Actr1B Para Wb, Ihc-P, Elisa - P42025

Número de artículo: CM0019686

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la beta-centractina humana (ACTR1B). Validado para WB, IHC-P y ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios de transporte de vesículas basado en microtúbulos y función del centrosoma.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | ACTR1B Rabbit pAb                                                                                                                     |
| Observaciones/Alias | PC3; ARP1B; CTRN2; ACTR1B                                                                                                             |
| Especie             | Humano                                                                                                                                |
| ID del Gen (Humano) | 10120                                                                                                                                 |
| ID del Gen          | 10120                                                                                                                                 |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-105 de la ACTR1B humana (NP_005726.1). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                              |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                      |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                   |
| SWISS               | P42025                                                                                                                                |
| Peso Molecular      | 42kDa                                                                                                                                 |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                        |