


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Acvr1 Para Wb Y Elisa - Q04771

Número de artículo: CM0003970



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo ACVR1 de alta calidad validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ACVR1 humano, de ratón y de rata (receptor tipo-1 de activina, ALK2). Ideal para investigaciones sobre la vía de señalización de la proteína morfogenética ósea y la biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ACVR1 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	FOP; ALK2; SKR1; TSRI; ACTRI; ACVR1A; ACVRLK2; ACVR1
Especie	Humano
GeneID	90
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 410-509 del ACVR1 humano (Q04771).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q04771
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo