

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Adam19 Para Wb, Elisa - Q9H013

Número de artículo: CM0014932

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ADAM19 (MLTNB, MADDAM), adecuado para WB y ELISA. Presenta reacción cruzada con humano, ratón y rata. El objetivo es una metaloproteasa transmembrana implicada en la neurogénesis y la diferenciación de osteoblastos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ADAM19 pAb de conejo
Observaciones/alias	MLTNB; FKSG34; MADDAM; ADAM19
Especie	Humano
GeneID (humano)	8728
GeneID	8728
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 203-460 de ADAM19 humano (NP_150377.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9H013
Peso proteico	105 kDa
Envío	Bolsa de hielo