

Adam28 Rabbit Pab Para Wb Y Elisa - Q9Ukq2

Número de artículo: CM0028168

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo ADAM28, validado para WB y ELISA, reacciona con ADAM28 humano, de ratón y de rata. Útil para estudiar la emigración de linfocitos, el desprendimiento del ectodominio de FASL/CD40L y la maduración de los espermatozoides.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ADAM28 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MDCL; MDC-L; eMDCII; ADAM 28; eMDC II; ADAM28
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10863
GeneID	10863
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 199-440 del ADAM28 humano (NP_055080.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UKQ2
Peso proteico	87kDa
Envío	Bolsa de hielo