

Anticuerpo Policlonal De Conejo Adam9 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13443

Número de artículo: CM0027413

Introducción

Valide ADAM9 con este anticuerpo policlonal para Western blot, IF/ICC y ELISA. Adecuado para muestras humanas, de ratón, rata y mono. Ideal para investigación en tumorigénesis y angiogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo ADAM9
Observaciones/Alias	MCMP; MDC9; CORD9; Mitng; ADAM9
Especie	Humano
GenelD (Humano)	8754
GenelD	8754
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-210 de ADAM9 humano (NP_003807.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Mono
SWISS	Q13443
Peso Proteico	91 kDa
Envío	Bolsa de hielo