

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Adamts13 Para Wb, If-P, Elisa - Q76Lx8

Número de artículo: CM0010865



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante ADAMTS13 adecuado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Reconoce especies humanas, de ratón y de rata. Útil para estudiar la escisión del factor de von Willebrand y los trastornos trombóticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del producto	ADAMTS13 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	VWF-CP; C9orf8; vWF-CP; ADAM-TS13; ADAMTS-13; ADAMTS13
Especie	Humano
ID de gen	11093
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 del ADAMTS13 humano (Q76LX8)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q76LX8
Peso proteico	154kDa
Envío	Bolsa de hielo