


Adora2A Rabbit Pab - P29274

Número de artículo: CM0020246



Introducción

ADORA2A Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal dirigido contra el receptor de adenosina A2a humano. Validado para WB, IF/ICC, ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata, apoyando la investigación de receptores acoplados a proteínas G.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ADORA2A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	A2aR; RDC8; ADORA2; ADORA2A
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	135
ID de gen	135
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 300-400 de ADORA2A humano (NP_000666.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P29274
Peso de la proteína	45kDa
Envío	Bolsa de hielo