

Adprm Rabbit Pab - Q3Lie5

Número de artículo: CM0014320

Introducción

ADPRM Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal para aplicaciones de Western blot (WB) y ELISA, dirigido contra ADPRM humano (MDS006/C17orf48) con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para estudiar el metabolismo del ADP-ribosa y la señalización inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ADPRM Rabbit pAb
Observaciones/Alías	MDS006; C17orf48; NBLA03831; ADPRM
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	56985
ID de Gen	56985
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 203-342 del ADPRM humano (NP_064618.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q3LIE5
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo