


Anticuerpo Policlonal De Conejo Adrb1 Para Wb, If-P, Elisa - P08588

Número de artículo: CM0019978



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ADRB1 humana (receptor adrenérgico beta-1) para WB, IF-P, ELISA; reacciona cruzadamente con ratón y rata. Adecuado para investigación de función cardíaca y señalización de GPCR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra ADRB1
Observaciones/Alias	RHR; B1AR; FNSS2; ADRB1R; BETA1AR; ADRB1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	153
GeneID	153
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 150-250 de ADRB1 humano (NP_000675.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P08588
Peso de la proteína	51kDa
Envío	Bolsa de hielo