

Anticuerpo Policlonal De Conejo Afap1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8N556

Número de artículo: CM0027030

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo AFAP1 validado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Detecta AFAP1 humano, de ratón y de rata (81 kDa). Útil para estudiar la dinámica de la actina, las lamelipodias y la migración de células cancerosas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AFAP1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	AFAP; AFAP110; AFAP-110; AFAP1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	60312
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 461-730 del AFAP1 humano (NP_940997.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8N556
Peso Proteico	81kDa
Envío	Bolsa de hielo