

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Pan Succinil-Lisina Conjugado En Gel De Afinidad Para Ip-MS

Número de artículo: CM0000044

Introducción

CamelBio suministra el anticuerpo monoclonal de conejo Pan Succinil-Lisina conjugado en gel de afinidad para IP-MS, que permite la detección de succinil-lisina independiente de la especie en estudios de modificaciones postraduccionales. Ideal para el abastecimiento de materias primas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo Pan Succinil-Lisina conjugado en gel de afinidad
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Otros anticuerpos modificados
Aplicación	IP-MS
Reactividad cruzada	Independiente de la especie
Envío	Bolsa de hielo