

Agfg1 Conejo Pab - P52594

Número de artículo: CM0015275



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a AGFG1 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Útil para estudiar el anclaje de vesículas, el tráfico de ARN y la función del cofactor Rev del VIH-1.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AGFG1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	HRB; RAB; RIP; AGFG1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3267
GeneID	3267
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 del AGFG1 humano (NP_004495.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P52594
Peso proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo