

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Agpat3 Para Wb Y Elisa - Q9NrZ7

Número de artículo: CM0013541

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la AGPAT3 humana, validado en WB y ELISA con reactividad cruzada con ratón. Se dirige a la 1-acilglicerol-3-fosfato aciltransferasa gamma implicada en la biosíntesis de fosfolípidos. Adecuado para investigaciones sobre metabolismo lipídico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra AGPAT3
Observaciones/Alias	LPAAT3; LPLAT3; 1-AGPAT 3; LPAAT-GAMMA1; AGPAT3
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	56894
ID del gen	56894
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón
SWISS	Q9NRZ7
Peso de la proteína	43kDa
Envío	Bolsa de hielo