

Anticuerpo Policlonal De Conejo Agr2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95994

Número de artículo: CM0030844



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo AGR2 validado para Western blot, inmunohistoquímica, inmunofluorescencia y ELISA. Reconoce la proteína 2 de gradiente anterior de humano, ratón y rata, un protooncogén implicado en la síntesis de moco y la adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AGR2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AG2; AG-2; HPC8; GOB-4; HAG-2; RIFTD; XAG-2; PDIA17; HEL-S-116; AGR2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	10551
ID de Gen	10551
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-175 del AGR2 humano (NP_006399.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95994
Peso Proteico	20kDa
Envío	Bolsa de hielo