

Ahnak Rabbit Pab Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q09666

Número de artículo: CM0024043



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra AHNAK humano (Proteína asociada a la diferenciación de neuroblastos AHNAK), validado para IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para investigación en neurociencia y diferenciación celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AHNAK Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PM227; AHNAK1; AHNAKRS; AHNAK
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	79026
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-149 del AHNAK humano (NP_001611.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q09666
Peso proteico	629kDa
Envío	Bolsa de hielo