

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Aif1/Iba1 - O70200

Número de artículo: CM0002587

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra AIF1/IBA1 de ratón. Validado para WB, IF, IHC-P y ELISA, con reactividad cruzada con humano y rata. Adecuado para estudiar el factor inflamatorio del aloinjerto 1 en células inmunitarias y microglia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AIF1/IBA1 Rabbit mAb
Observaciones/Alías	G1; Iba1; AIF-1; D17H6S50E; AIF1/IBA1
Especie	Ratón
ID del gen (Humano)	199
ID del gen (Ratón)	11629
Inmunógeno	Péptido sintético, un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de AIF1/IBA1 de ratón (O70200).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O70200(ratón), P55008(Humano)
Peso de la proteína	17 kDa
Envío	Bolsa de hielo