

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Aipl1 (Pab) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nzn9

Número de artículo: CM0013993



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-AIPL1 de alta calidad para aplicaciones de Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Detecta AIPL1 endógeno en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudiar el tráfico de proteínas y la amaurosis congénita de Leber.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AIPL1 Rabbit pAb
Observaciones/Sinónimo	LCA4; AIPL2; AIPL1
Especie	Humano
ID del gen	23746
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-384 de AIPL1 humano (NP_055151.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9NZN9
Peso molecular	44 kDa
Envío	Bolsa de hielo