

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Akt1 Para Wb, Ihc-P, Ip - P31749

Número de artículo: CM0003939



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo AKT1 de alta afinidad validado para WB, IHC-P, IP. Reconoce humano, ratón, rata. Se dirige a la serina/treonina quinasa RAC-alfa, un regulador central de la supervivencia celular, el metabolismo y la proliferación. Ideal para la investigación del cáncer y la señalización.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | AKT1 mAb de Conejo                                                                                               |
| Observaciones/Alias | AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; AKT1                                                                 |
| Especie             | Humano                                                                                                           |
| ID de Gen (Humano)  | 207                                                                                                              |
| ID de Gen           | 207                                                                                                              |
| Inmunógeno          | Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 381-480 del AKT1 humano (P31749). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                           |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                         |
| Aplicación          | WB, IHC-P, IP, ELISA                                                                                             |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                              |
| SWISS               | P31749                                                                                                           |
| Peso Proteico       | 56kDa                                                                                                            |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                   |