


## Aldh9A1 Pab De Conejo - P49189

Número de artículo: CM0029877



### Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo contra ALDH9A1 está validado para WB, IF/ICC y ELISA, y detecta ALDH9A1 de humano, ratón y rata. Ideal para investigación de aldehído deshidrogenasa, este anticuerpo se dirige a una enzima involucrada en el metabolismo de aminas biogénicas y poliaminas.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | ALDH9A1 pAb de conejo                                                                                                                                     |
| Observaciones/Alias | E3; ALDH4; ALDH7; ALDH9; TMABADH; TMABA-DH; TMABALDH; ALDH9A1                                                                                             |
| Especie             | Humano                                                                                                                                                    |
| GenelD (Humano)     | 223                                                                                                                                                       |
| GenelD              | 223                                                                                                                                                       |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-180 de ALDH9A1 humana (NP_000687.3). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                                    |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                                                  |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                         |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                                       |
| SWISS               | P49189                                                                                                                                                    |
| Peso de la proteína | 54kDa                                                                                                                                                     |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                            |