


Anticuerpo Policlonico De Conejo Para Aldoc Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09972

Número de artículo: CM0013906



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra ALDOC humana (fructosa-bisfosfato aldolasa C). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Para investigación sobre glicólisis y gluconeogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ALDOC Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ALDC; ALDOC
Especie	Humana
GenelD (humana)	230
GenelD	230
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-170 de ALDOC humana (NP_005156.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	P09972
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo