

Mab De Conejo Anti-Alk Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Um73

Número de artículo: CM0012088



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra ALK humano (CD246) para WB, IHC-P y ELISA. Detecta la quinasa del linfoma anaplásico, un receptor tirosina quinasa neuronal crucial para el desarrollo del sistema nervioso y la biología del cáncer.

[Aprende más](#)

Especificación	Detalles
Nombre del producto	mAb de conejo anti-ALK
Observaciones/alias	ALK1; CD246; NBLST3
Especie	Humana
ID del gen (humano)	238
ID del gen	238
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1093-1411 de ALK humano (NP_004295.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q9UM73
Peso de la proteína	176 kDa
Envío	Bolsa de hielo