


Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra La Alfa-1 Antiquimotripsina (Serpina3) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P01011

Número de artículo: CM0028387



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Alfa-1 Antiquimotripsina (SERPINA3) humana, adecuado para aplicaciones de WB, IHC-P, ELISA. Una serpina secretada implicada en la inflamación y en las placas amiloides del Alzheimer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo policlonal de conejo contra la Alfa-1 Antiquimotripsina (SERPINA3)
Observaciones/Alias	ACT, AACT, GIG24, GIG25, Alfa-1 Antiquimotripsina (SERPINA3)
Especie	Humano
ID del Gen	12
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 24-423 de la Alfa-1 Antiquimotripsina (SERPINA3) humana (NP_001076.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P01011
Peso Proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo