

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra La Alfa-1-Antitripsina (Serpina1) Para Wb, If/Icc, Elisa - P01009

Número de artículo: CM0018466



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la alfa-1-antitripsina humana (SERPINA1), adecuado para WB, IF/ICC y ELISA. Validado en humanos, ratones y ratas. Diana: inhibidor de proteasas de serina, implicado en la protección pulmonar y la hemostasia. UniProt: P01009.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo policlonal de conejo contra la alfa-1-antitripsina (SERPINA1)
Observaciones/Alias	PI; A1A; AAT; PI1; A1AT; nNIF; PRO2275; alpha1AT; alfa-1-antitripsina (SERPINA1)
Especie	Humano
ID del gen (humano)	5265
ID del gen	5265
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-315 de la alfa-1-antitripsina humana (NP_000286.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P01009
Peso de la proteína	47 kDa
Envío	Bolsa de hielo