

Pab De Conejo Contra Alfa-Fetoproteína (Afp) - P02771

Número de artículo: CM0016278



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra Alfa-fetoproteína (AFP). Validado para WB, IF/ICC y ELISA con reactividad cruzada contra AFP humana y de ratón. Ideal para investigación de biomarcadores de cáncer de hígado y desarrollo de diagnósticos prenatales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra Alfa-fetoproteína (AFP)
Observaciones/Alias	AFPD; FETA; HPAFP; Alfa-fetoproteína (AFP)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	174
GeneID	174
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 450-550 de la Alfa-fetoproteína (AFP) (NP_001125.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P02771
Peso molecular de la proteína	69kDa
Envío	Bolsa de hielo