

Alpk1 Rabbit Mab Para Wb, Ihc-P, Elisa - E9Qnx4

Número de artículo: CM0007373

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo ALPK1 de alta calidad validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona con ALPK1 de ratón y rata (139 kDa), ideal para la investigación de quinasas y el desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ALPK1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	Alfa-cinasa 1; ALPK1
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	80216
GeneID	71481
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 230-478 de ALPK1 de ratón (NP_082084.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	E9QNX4
Peso proteico	139kDa
Envío	Bolsa de hielo