

Anticuerpo Policlonado Rabbit Pab Contra Als2 (Alsin) Para Aplicaciones En Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q96Q42

Número de artículo: CM0029479

Introducción

Anticuerpo policlonado de conejo contra la proteína humana ALS2 (alsin), validado para WB, IF/ICC, IF-P y ELISA. Dirige una proteína ligada a la esclerosis lateral amiotrófica con reactividad cruzada con ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ALS2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ALSJ; PLSJ; IAHP; ALS2CR6; ALS2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	57679
GeneID	57679
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 260-429 de la ALS2 humana (NP_065970.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonados
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96Q42
Peso de la Proteína	184kDa
Envío	Bolsa de hielo