

Pab De Conejo Ampd1 Para Wb, Elisa - P23109

Número de artículo: CM0030819

Introducción

El pAb de conejo AMPD1 es un anticuerpo policlonal obtenido contra un péptido sintético de la AMP desaminasa 1 humana. Validado para WB y ELISA, detecta AMPD1 humana, de ratón y de rata, una enzima clave en el metabolismo energético.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo AMPD1
Observaciones/Alias	MAD, MADA, MMDD, AMPD1
Especie	Humana
GeneID (humana)	270
GeneID	270
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 1-100 de la AMPD1 humana (P23109)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P23109
Peso de la proteína	86kDa
Envío	Bolsa de hielo