

Ampd3 Conejo Pab Para Wb - Q01432

Número de artículo: CM0025018

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo AMPD3 validado para Western Blot y ELISA. Detecta la AMP desaminasa 3 humana, de ratón y de rata, una enzima clave en el metabolismo energético. Ideal para la investigación del metabolismo de nucleótidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AMPD3 Conejo pAb
Observaciones/Alías	AMPD3
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	272
ID del Gen	272
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 de la AMPD3 humana (NP_000471.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q01432
Peso Proteico	89kDa
Envío	Bolsa de hielo