


Amsh - Mab De Conejo - 095630

Número de artículo: CM0003288



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad dirigido contra la AMSH humana (proteína de unión a STAM) para WB y ELISA; presenta reacción cruzada con mono. Ideal para la investigación de la vía de la ubiquitina y la clasificación endosomal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AMSH - mAb de conejo
Observaciones/Alias	AMSH; MICCAP
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	10617
ID del gen	10617
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 100-200 de la AMSH humana (095630)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Mono
SWISS	095630
Peso de la proteína	48kDa
Envío	Bolsa de hielo