


Anapc10 Rabbit Pab - Q9Um13

Número de artículo: CM0030647



Introducción

ANAPC10 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal reactivo contra ANAPC10 humano, de ratón y de rata (21kDa), adecuado para WB y ELISA. Se dirige a la subunidad 10 del APC/C, un regulador clave de la progresión del ciclo celular y la ubiquitinación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ANAPC10 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DOC1; APC10; ANAPC10
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10393
GeneID	10393
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-185 del ANAPC10 humano (NP_055700.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UM13
Peso proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo