


Anticuerpo Policlonal De Conejo Angel2 Para Wb, Elisa - Q5Vte6

Número de artículo: CM0016265



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a ANGEL2 humano (fosfatasa cíclica de ARN 2',3') validado para Western blot y ELISA. Ideal para estudios de procesamiento de ARN mitocondrial y reciclaje de ARNt.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	pAb de Conejo ANGEL2
Observaciones/Alias	Ccr4d; KIAA0759L; ANGEL2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	90806
ID del Gen	90806
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-170 de ANGEL2 humano (NP_653168.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q5VTE6
Peso Proteico	62kDa
Envío	Bolsa de hielo