


Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra La Anexina A6/Anexina Vi Para Wb, Elisa - P08133

Número de artículo: CM0025202



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Anexina A6/Anexina VI humana, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigar la señalización de calcio y procesos relacionados con la membrana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo contra la Anexina A6/Anexina VI
Observaciones/Alias	p68; p70; ANX6; CBP68; CPB-II; Anexina A6/Anexina VI
Especie	Humano
ID del Gen	309
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-250 de la Anexina A6/Anexina VI humana (NP_001146.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08133
Peso Proteico	76kDa
Envío	Bolsa de hielo