

Anprb/Nrp2 Pab De Conejo - P20594

Número de artículo: CM0021008

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a ANPRB/NRP2, validado para WB y ELISA en muestras humanas. Este receptor se une a CNP y regula el crecimiento esquelético, con un peso molecular de 117 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ANPRB/NRP2 pAb de conejo
Notas/Alias	GCB; AMD1; AMDM; ANPb; ECDM; GC-B; NPRB; SNSK; ANPRB; GUC2B; NPRBi; GUCY2B; ANPRB/NRP2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	4882
ID del gen	4882
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 130-320 de ANPRB/NRP2 humano (NP_003986.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P20594
Peso molecular de la proteína	117kDa
Envío	Bolsa de hielo