


Anticuerpo Monoclonal Anti-12 Lipoxigenasa/Alox12 Para Wb, If-P, Elisa - P18054

Número de artículo: CM0009602



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra ALOX12 humana, validado para WB, IF-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación sobre metabolismo lipídico, activación plaquetaria y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	12 Lipoxigenasa/ALOX12 mAb de conejo
Observaciones/Alias	LOG12, 12-LOX, 12S-LOX
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	239
ID del gen	239
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 483-663 de la ALOX12 humana (NP_000688.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P18054
Peso de la proteína	76kDa
Envío	Bolsa de hielo