

Anticuerpo Monoclonal Anti-14-3-3 Alfa/Beta Para Wb, Elisa - P31946

Número de artículo: CM0010492



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra 14-3-3 alfa/beta humana (YWHAB). Validado en WB y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de apoptosis, osteogénesis y señalización de quinasas MAP.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra 14-3-3 alfa/beta
Observaciones/Alias	HS1; GW128; YWHAA; KCIP-1; HEL-S-1; 14-3-3 alfa/beta
Especie	Humana
GeneID	7529
Inmunógeno	Péptido sintético - Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 147-246 de 14-3-3 alfa/beta humana (P31946).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	P31946
Peso molecular	28 kDa
Envío	Bolsa de hielo