

Anticuerpo Policlonal Anti-14-3-3 Alfa/Beta Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P31946

Número de artículo: CM0016163



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-14-3-3 alfa/beta validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Se dirige a la 14-3-3 beta/alfa humana (P31946), con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para la investigación de vías de señalización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	14-3-3 alfa/beta pAb de Conejo
Observaciones/Alias	HS1; GW128; YWHAA; KCIP-1; HEL-S-1; 14-3-3 alfa/beta
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7529
GeneID	7529
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 150-246 de la 14-3-3 alfa/beta humana (NP_003395.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P31946
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo