

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-14-3-3-Beta/Zeta Para Wb, Elisa - P31946 / P63104

Número de artículo: CM0004100



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra la proteína 14-3-3 beta/zeta (YWHAB/YWHAZ) humana. Validado para WB y ELISA, presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación de rutas de señalización celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	14-3-3-beta/zeta Rabbit mAb
Observaciones/Alias	GW128; HEL-S-1; HS1; KCIP-1; YWHAA; 14-3-3-beta/zeta
Especie	Humana
GeneID (Humano)	7529/7534
Gene ID	7529/7534
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 1-100 de la 14-3-3 beta/zeta humana (P31946).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P31946/P63104
Peso de la proteína	28 kDa
Envío	Bolsa de hielo