

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti 14-3-3 Beta/Zeta Para Wb, If/Icc, Elisa - P31946 / P63104

Número de artículo: CM0009401



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra 14-3-3 beta/zeta humano (P31946/P63104), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconoce proteína de 28 kDa; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación de vías de señalización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo 14-3-3 beta/zeta
Observaciones/Alias	GW128; HEL-S-1; H51; KCIP-1; YWHAA; 14-3-3; 14-3-3 beta/zeta
Especies	Humano
GeneID (humano)	7529/7534
GeneID	7529/7534
Inmunógeno	Péptido Sintético (Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de 14-3-3 beta/zeta humano (P31946))
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P31946/P63104
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo