


Anticuerpo Monoclonal Anti-14-3-3 Epsilon Para Wb, Elisa - P62258

Número de artículo: CM0008120



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra 14-3-3 epsilon humano (P62258), validado para WB y ELISA. Apto para detectar 14-3-3 epsilon endógeno en muestras humanas, de ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	14-3-3 epsilon Rabbit mAb
Observaciones/Alias	MDS; HEL2; MDCR; KCIP-1; 14-3-3E; 14-3-3 epsilon
Especie	Humana
GenelD (humano)	7531
GenelD	7531
Inmunógeno	Péptido sintético - Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de 14-3-3 epsilon humano (P62258)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62258
Peso de la proteína	28kDa
Envío	Bolsa de hielo