


Anticuerpo Policlonal Anti-14-3-3 Gamma Para Wb, Ihc-P, Elisa - P61981

Número de artículo: CM0028112



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-14-3-3 gamma validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con 14-3-3 gamma humana, de ratón y de rata (28 kDa). Ideal para estudiar transducción de señales, adhesión celular y biología mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	14-3-3 gamma Conejo pAb
Observaciones/Alias	DEE56; EIEE56; PPP1R170; 14-3-3GAMMA; 14-3-3 gamma
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	7532
ID del Gen	7532
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de la proteína 14-3-3 gamma humana (NP_036611.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P61981
Peso Molecular de la Proteína	28kDa
Envío	Bolsa de hielo