


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-14-3-3 Gamma Para Wb, Ihc-P, Elisa - P61981

Número de artículo: CM0011085



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra 14-3-3 gamma humana (P61981). Validado para WB, IHC-P y ELISA, con reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Peso molecular objetivo de 28 kDa. Ideal para la investigación de vías de señalización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-14-3-3 gamma
Observaciones/Alias	DEE56; EIEE56; PPP1R170; 14-3-3GAMMA; 14-3-3 gamma
Especie	Humano
GeneID (humano)	7532
GeneID	7532
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de 14-3-3 gamma humana (P61981).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P61981
Peso de la proteína	28 kDa
Envío	Bolsa de hielo