


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-14-3-3 Sigma Para Wb, Ihc-P, Elisa - P31947

Número de artículo: CM0005375



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-14-3-3 sigma de alta calidad validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Alta especificidad para 14-3-3 sigma (P31947) humana y de ratón, una proteína adaptadora que regula el ciclo celular y la señalización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	14-3-3 sigma Rabbit mAb
Observaciones/Alias	YWHAS; 14-3-3 sigma
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2810
GeneID	2810
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de 14-3-3 sigma humana (P31947).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P31947
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo