


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-14-3-3 Sigma Para Wb, Ihc-P, Elisa - P31947

Número de artículo: CM0018292



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la 14-3-3 sigma (stratifina) humana para WB, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para el estudio de la señalización celular, el ciclo celular y la biología epitelial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	14-3-3 sigma Rabbit pAb
Observaciones/Alias	YWHAS; 14-3-3 sigma
Especie	Humana
ID del gen	2810
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 1-100 de la 14-3-3 sigma humana (NP_006133.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P31947
Peso de la proteína	28 kDa
Envío	Bolsa de hielo