


Anticuerpo Policlonal Anti-14-3-3 Theta Para Wb, Elisa - P27348

Número de artículo: CM0022464



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la proteína 14-3-3 theta humana (YWHAQ) para aplicaciones de Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Proteína adaptadora de señalización de 28 kDa. P27348.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	14-3-3 Theta Conejo pAb
Observaciones/Alias	1C5; HS1; 14-3-3; 14-3-3 Theta
Especie	Humano
GeneID	10971
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 49-149 de la proteína 14-3-3 Theta humana (NP_006817.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P27348
Peso Molecular de la Proteína	28kDa
Envío	Bolsa de hielo