


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-14-3-3 Theta Para Wb, If/Icc, Elisa - P27348

Número de artículo: CM0011065



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra 14-3-3 theta (YWHAQ). Validado para Western blot, IF/ICC y ELISA con reactividad cruzada en humano, ratón y rata. Ideal para investigación en señalización celular y enfermedades neurodegenerativas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	mAb de Conejo 14-3-3 Theta
Observaciones/Alias	1C5; HS1; 14-3-3; 14-3-3 Theta
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	10971
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de 14-3-3 Theta humano (P27348)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P27348
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo