


Anticuerpo Monoclonal Anti-14-3-3 Zeta/Ywhaz Para Wb, If/Icc, Elisa - P63104

Número de artículo: CM0007426



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra 14-3-3 zeta/YWHAZ (P63104). Adecuado para aplicaciones de WB, IF/ICC, ELISA, con reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar vías de señalización de proteínas adaptadoras.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	14-3-3 zeta/YWHAZ Rabbit mAb
Observaciones/Alias	HEL4; YWHAD; KCIP-1; HEL-S-3; POPCHAS; HEL-S-93; 14-3-3-zeta; 14-3-3 zeta/YWHAZ
Especie	Humano
GeneID	7534
Inmunógeno	Péptido Sintético - Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 145-245 de YWHAZ humano (NP_002267.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P63104
Peso Proteico	19kDa/28kDa
Envío	Bolsa de hielo