

Anticuerpo Policlonal Anti-15-Pgdh/Hpgd Para Wb, Elisa - P15428

Número de artículo: CM0031038



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la 15-hidroxiprostaglandina deshidrogenasa humana, validado en WB y ELISA, reacciona cruzadamente con ratón y rata. Adecuado para la investigación sobre el metabolismo de las prostaglandinas y la inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	15-PGDH/HPGD Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PGDH; PGDH1; PHOAR1; 15-PGDH; SDR36C1; 15-PGDH/HPGD
Especie	Humano
GeneID	3248
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-266 de la 15-PGDH/HPGD humana (NP_000851.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P15428
Peso Proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo