

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-4-1Bb/Cd137 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q07011

Número de artículo: CM0023006



Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo se dirige al humano 4-1BB/CD137 (TNFRSF9), un receptor coestimulador de linfocitos T, para aplicaciones que incluyen WB, IHC-P y ELISA. Presenta reacción cruzada con humano, ratón y rata. Mejora la supervivencia de los linfocitos T CD8+ y la inmunidad antitumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	4-1BB/CD137 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ILA; 4-1BB; CD137; CDw137; IMD109; 4-1BB/CD137
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3604
GeneID	3604
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de la 4-1BB/CD137 humana (NP_001552.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reacción cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q07011
Peso proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo