

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-4-1Bbl/Cd137L Para Wb, Elisa - P41273

Número de artículo: CM0010635



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para 4-1BBL/CD137L (TNFSF9) humano. Validado para WB y ELISA, presenta reacción cruzada con ratón y rata. Reconoce una proteína de 27 kDa. Útil para estudios de biología de células T e inmunooncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	4-1BBL/CD137L mAb de conejo
Observaciones/Alias	CD137L; TNLG5A; 4-1BB-L; 4-1BBL/CD137L
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8744
GeneID	8744
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 155-254 de 4-1BBL/CD137L humano (P41273).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P41273
Peso de la proteína	27 kDa
Envío	Bolsa de hielo